

## **Chevillère ligamentaire Push care**

La Chevillère Push care exerce une pression autour de la cheville, améliorant la sensation de stabilité de l'articulation. La pression peut être ajustée à votre meilleure convenance.



**Marque :** goural

**Référence :** 1.20.1

**Prix :** 71.01 €

### **Options disponibles :**

*Taille :* 1, 2, 3, 4, 5

*Côté :* Droit, Gauche

### **Critères associés :**

*Inclus dans votre colis :* FACTURE PORT INCLUS (pour Mutuelle), FEUILLE DE SOINS (pour Cnam)

*Prescription médicale :* Ne pas nous l'envoyer, àagrafer à FDS, envoyer à votre caisse

*Code Lppr - base remboursement :* 201D02.6 + 201D03.31 - 16,81 €

*Comment essayer :* Dépositaires agréés ou [goural.fr](http://goural.fr), Centre d'essais goural Poupas (82) près de Montauban/Toulouse

*Distributeurs :* Inscrivez-vous comme distributeur pour obtenir votre tarif, Commande : [contact@goural.fr](mailto:contact@goural.fr) après avoir lu les CGV

*Indications médicales :* Pratique sportive, Récidives d'entorse de la cheville, Séquelles d'entorse

*Profil :* Mixte

*Tissu/Matière :* Sympress, Tricot élastique aéré

*Ouverture :* Ouverture supérieure, Velcro

*Mode d'action :* Maintien, Proprioception, Protection

*Effet thérapeutique :* Prévention primaire, Antalgie

### **Mesures et tailles**



Execution: left and right

| SIZE | CIRCUMFERENCE |
|------|---------------|
| 1    | 26 - 29       |
| 2    | 29 - 32       |
| 3    | 32 - 35       |
| 4    | 35 - 38       |
| 5    | 38 - 41       |

**Chevillère ligamentaire Push care**









**Indications médicales**  
Chevillère Push care

La Chevillère Push care exerce une pression autour de la cheville, améliorant la sensation de stabilité de l'articulation. La pression peut être ajustée à votre meilleure convenance.

#### Technologie Sympress™

Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Chevillère Push care est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière.

INDICATIONS Légères distorsions Légères irritations de la capsule Légère instabilité de la cheville (en cas d'effort léger) Arthrose sans instabilité

[Lien vers la fiche du produit](#)