

## **Chevillère ligamentaire strapping Push med**

Chevillère "taping" haut de gamme pour remplacer les strapping. Orthèse technique à double ouverture, et bandages de stabilisation croisés.



**Marque :** goural

**Référence :** 2.20.1

**Prix :** 118.91 €

### **Options disponibles :**

*Taille :* 1, 2, 3, 4, 5

*Côté :* Droit, Gauche

### **Critères associés :**

*Inclus dans votre colis :* FACTURE PORT INCLUS (pour Mutuelle), FEUILLE DE SOINS (pour Cnam)

*Prescription médicale :* Ne pas nous l'envoyer, àagrafer à FDS, envoyer à votre caisse

*Code Lppr - base remboursement :* 2122138 - 76,22 €

*Comment essayer :* Dépositaires agréés ou [goural.fr](http://goural.fr), Centre d'essais goural Poupas (82) près de Montauban/Toulouse

*Distributeurs :* Inscrivez-vous comme distributeur pour obtenir votre tarif, Commande : [contact@goural.fr](mailto:contact@goural.fr) après avoir lu les CGV

*Localisation :* Cheville

*Indications médicales :* Entorse grave, Entorse gravité moyenne, Instabilité (subjective), Laxité (objectif), Lisfranc et Chopart, Post-op./post-trauma

*Profil :* Mixte

*Tissu/Matière :* Sympress, Tricot élastique aéré

*Ouverture :* Ouverture totale, Velcro, Zip

*Mode d'action :* Effet dynamique, Maintien, Proprioception, Protection, Stabilisation niveau I

*Effet thérapeutique :* Cicatrisation, Prévention primaire, Antalgie

### **Mesures et tailles**



Execution: left and right

| SIZE | CIRCUMFERENCE |
|------|---------------|
| 1    | 26 - 29       |
| 2    | 29 - 32       |
| 3    | 32 - 35       |
| 4    | 35 - 38       |
| 5    | 38 - 41       |

Entre-deux tailles, sélectionner la plus grande.

**Chevillère ligamentaire Push med**













## Indications médicales

### Chevillère Push med

La Chevillère Push med soutient de manière prolongée l'articulation de la cheville et peut être utilisée dans toute une série de cas et de conditions. La chevillère est basée sur le concept du tape fonctionnel. Le niveau de pression ainsi que les limites de pronation/supination sont réglables. L'application de silicone garantit un bon maintien de la position. Des bandes de confort sont prévues autour des zones sensibles de la cheville, telles que le tendon d'Achille. La chevillère est confortable et facile à enfiler grâce au large cou-de-pied et à un "heel-lock" intégré.

### Technologie Sympress™

Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériel confortable de grande qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation de douceur à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. La Chevillère Push med est facile à appliquer et peut être lavée sans précaution particulière

INDICATIONS > Moderate (residual) instability (under moderate stress)

> Treatment of acute lateral ankle ligament lesions

(alternative to taping)

> Treatment of stable ankle fractures (Weber type A with isolated fracture of the lateral malleolus)

> Follow-up treatment of ankle fractures (incl. Jones fract.)

> Postoperative treatment of ligament injuries or fractures

> Capsular irritation and tendonitis following ankle fracture or ligament lesions

> Arthrosis with instability

> Secondary prevention of ankle ligament lesions

(under moderate stress with accumulation of fluid)

> Impingement (capsular clamping; anterior and posterior)

[Lien vers la fiche du produit](#)