

Corset dynamique Vertebradyn Osteo indiqué notamment pour l'ostéoporose

VERTEBRADYN OSTEO Ceinture-corset dorso-lombaire de maintien et stabilisation dynamiques avec structure de stabilisation du rachis amovible et réglable en hauteur.



Marque : Sporlastic

Référence : 07435

Prix : 296.72 €

Options disponibles :

Taille : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Critères associés :

Inclus dans votre colis : FACTURE PORT INCLUS (pour Mutuelle), FEUILLE DE SOINS (pour Cnam)

Prescription médicale : Ne pas nous l'envoyer, àagrafer à FDS, envoyer à votre caisse

Code Lppr - base remboursement : 201E00.05 - 167,69 €

Comment essayer : Dépositaires agréés ou goural.fr, Centre d'essais goural Poupas (82) près de Montauban/Toulouse

Distributeurs : Inscrivez-vous comme distributeur pour obtenir votre tarif, Commande : contact@goural.fr après avoir lu les CGV

Localisation : Dos, Lombaires

Indications médicales : Attitude cyphosique, Ostéoporose, Post-op./post-trauma, Tassement vertébral

Contre-indications : Cyphoses irréductibles

Profil : Mixte

Ouverture : Ouverture totale, Velcro

Mode d'action : Maintien, Proprioception, Protection, Stabilisation niveau I

Effet thérapeutique : Correction, Prévention primaire, Antalgie

Mesures et tailles

Mesures en fonction du tour de taille et hauteur de dorsret (base du cou jusqu'au début du pli fessier) :



SIZE	WAIST CIRCUM- FERENCE	BACK LENGTH
------	-----------------------------	----------------

1	XS 70 - 80 cm	1 54-60 cm
2		2 61-67 cm
3		3 68-75 cm
4	S 80 - 90 cm	1 54-60 cm
5		2 61-67 cm
6		3 68-75 cm
7	M 90 - 100 cm	1 54-60 cm
8		2 61-67 cm
9		3 68-75 cm
10	L 100 - 110 cm	1 54-60 cm
11		2 61-67 cm
12		3 68-75 cm
13	XL 110 - 120 cm	1 54-60 cm
14		2 61-67 cm
15		3 68-75 cm

















Indications médicales

VERTEBRADYN® OSTEO Ceinture-corset dorso-lombaire de maintien et stabilisation dynamiques
Dynamic back orthosis for active support and stabilisation.

The orthosis is easy to put on and take off thanks to the backpack principle. On the back is a dynamic, telescopic reclining rail with a spring effect that adapts to the movements of the body. When the upper body is bent forwards, the extendable reclining rail extends and resumes its original position when the upper body straightens up again. The strap guide through the guide loops minimises the amount of force required to put the orthosis on. Thanks to the elastic and breathable textile, superb wearing comfort is guaranteed. A QR code directly on the product provides access to therapeutic exercises and important patient information.

Ankylosing spondylitis (Bechterew's disease) Conservative treatment of secondary kyphoses Muscular laxity Osteoporosis Painful hunchback Scheuermann's disease Stable vertebral fractures in the thoracic / lumbar spine Active reclinaton and stabilization of thoracic and lumbar spine Automatische Längen Anpassung: Teleskop-Schiene folgt den Bewegungen des Körpers. Dadurch wird ein Hochrutschen der Orthese verhindert Dynamische Reklinationswirkung: Federnde Reklinationsschiene für kontinuierliche aufrichtende Wirkung Stufenlose Einstellung des Korrekturdrucks Dynamic reclining rail with spring effect Safety strap on the shoulder strap closures for especially easy handling: no hunting for strap ends Strap guide with loops to minimise the effort while putting on the orthosis Straps can be individually shortened and adjusted The telescopic rail follows and adapts perfectly to every movement When the upper body is bent forwards, the reclining rail extends and resumes its original position when the upper body straightens up again. This prevents the orthosis from sliding up Wide opening loops when the shoulder strap is open ensures that the orthosis is easy to put on and take off Zügelänge individuell einstellbar

[Lien vers la fiche du produit](#)