

Genouillère ligamentaire et rotulienne ouverture totale à baleines amovibles

Genouillère ligamentaire et rotulienne ouverture totale à baleines amovibles



Marque : goural

Référence : OKD-16

Prix : 116.00 €

Options disponibles :

Taille : Normal, XLarge (+ 36.00 €)

Critères associés :

Comment essayer : Dépositaires agréés ou goural.fr, Centre d'essais goural Poupas (82) près de Montauban/Toulouse

Distributeurs : Inscrivez-vous comme distributeur pour obtenir votre tarif, Passez votre commande à contact@goural.fr

Localisation : Genou, Rotule

Indications médicales : Entorse bénigne, Instabilité (subjective), Instabilité rotulienne, Séquelles d'entorse

Profil : Mixte

Stabilisateurs : Baleines amovibles, Baleines souples

Tissu/Matière : UniPren

Ouverture : Fenêtre rotulienne, Ouverture totale, Velcro

Mode d'action : Maintien, Proprioception, Protection, Thermique

Effet thérapeutique : Prévention primaire, Antalgie

Mesures et tailles

Taille Tour de genou sur la rotule Comment mesurer UNIVERSAL min 30 – max 46 cm



X-LARGE min 46 – max 59 cm

Genouillère ligamentaire et rotulienne ouverture totale








Indications médicales

Knee brace is universal side and one size product from 4classic group.

The brace is made of UniPren



UniPren is universal 3-layered fabric made of external elastic polyamide self-gripping layer and internal neoprene foam with elastic jersey. Our fabric is soft and elastic and not knitted, what prevents skin against the skin abrasions in the compression zones. Self-gripping function of UniPren allows to fit the brace precisely.

Our universal knee brace is open and provides excellent fitting. It's high elasticity what guarantees good joint compression. It reduces effusions, swellings and relieves the pain. **Anatomic-shaped patella donut** stabilizes the kneecap and prevents against its dislocation.

What's more, the brace is equipped with **4 lateral orthopedic stays**.

You can change the place of stays according to your needs!

Our **universal knee brace** can be used in every kind of physical activities.

Knee dislocation, Knee twist and sprain, Side instability of the knee joint, Knee ligaments LCL, MCL and ACL injuries Knee ligaments reconstruction, Other surgeries (orthopedic) Acute and chronic patellar dislocation

[Lien vers la fiche du produit](#)